



Bemærkning



Før du starter, henvises til brugsanvisningen til medicineringsrobotten for en komplet liste over advarsler, instruktioner og meddelelser.

De mest almindelige handlinger hos plejepersonalet

Hvad ønsker du at gøre?	Gør dette:
Sluk medicinering ... Hvis borgeren skal på hospitalet, og medicineringen skal stoppes.	Vælg: Login > Menu > Pleje > Næste > Stop uddeling 
Slå dispensering til ... når du ønsker at genoptage medicineringen, og de gamle dosisposser skal fjernes.	Vælg: Login > Menu > Pleje > Næste > Slå uddeling til 
Tøm beholder med glemt medicin ... hvis borgeren glemte at tage medicin.	Vælg: Login > Menu > Pleje > Næste > Tøm beholder med glemt medicin 
Aktivér rejsemodul ... hvis borgeren skal tilbringe tid uden for hjemmet. Dosisposser vil blive udleveret en efter en.	Vælg: Login > Menu > Rejsetilstand > Anvend Rejsemodul 
Manuel ændring af medicinering ... når du har brug for at komme hurtigt til dosisposserne, hvis for eksempel borgeren skal på tur.	Vælg: Login > Menu > Pleje > Foretag manuel ændring af medicinering 

Alarmbeskrivelser og handlinger i forbindelse med de mest almindelige alarmer

Alarmtype	Beskrivelse	Påkrævet(e) handling(er)
Seneste medicin ikke taget / De seneste to eller flere doser medicin er ikke taget / Øvrig medicin er ikke blevet taget.	Medicin endnu ikke taget.	Kontakt det hjemmeplejeteam, der er ansvarligt for borgerens pleje.
Medicin endnu ikke taget.	Borgeren har ikke taget sin medicin, og der er 30 minutter tilbage af tidsvinduet for medicinering.	Kontakt borgeren, og mind vedkommende om, at han eller hun skal tage sin medicin.
Medicineringsrobotten er ikke koblet til strømforsyning, alarm udsendt.	Robotens strømforsyning har været afbrudt i mindst 60 minutter.	Kontakt borgeren. Sørg for, at medicineringsrobotens strømkabel er tilsluttet både stikkontakten og selve robotten. Alarmen slettes fra systemet, når strømmen er tilsluttet igen. Medicineringsrobotten kan køre på batteristrøm i 24 timer.
Ingen forbindelse til medicineringsrobotten.	Medicineringsrobotten er ikke forbundet til Administrationssystemet.	Hvis årsagen er et problem med netværksforbindelsen, vil medicineringsrobotten udlevere medicin som normalt. Hvis problemet med netværksforbindelsen fortsætter, skal du overveje, om medicineringsrobotten skal tages ud af brug, og om borgeren bør få udleveret sin medicin på anden vis.

Robotten er tømt for medicin.	Enten er medicinkammeret tomt, eller også har den ikke kunnet registrere en medicinrulle.	Aflæg besøg hos borgeren, og kontroller medicinrullens stand. Genopfyld om nødvendig medicinkammeret. Hvis medicineringsrobotten er tom, fordi en borger er ude af sit hjem og har taget medicinrullen med sig, skal uddeling stoppes i Administrationssystemet eller på dispenseren for at deaktivere påmindelserne.
Beholderen til medicin, som ikke er blevet taget, er fuld.	Der er seks dosisposer i beholderen til medicin, som ikke er blevet taget. Der er ikke plads til yderligere dosisposer.	Log ind, og tøm beholderen til medicin, som ikke er blevet taget.
Intern fejl, som forhindrer uddeling af medicin.	Medicineringsrobotten har en teknisk fejl, der forhindrer udlevering af medicin.	Kontakt altid din lokale Evondos Support for yderligere instruktioner, før du aflægger besøg hos borgeren. Sørg også for, at borgeren har fået udleveret al sin nødvendige medicin.
Medicinrullen sidder fast.	Medicinrullen sidder fast pga. forkert genopfyldning.	Sørg for, at borgeren har fået udleveret al sin nødvendige medicin. Log ind på medicineringsrobotten, og følg instruktionerne på skærmen. Kontrollér, at du har fjernet alle klistermærke og alle klæberester fra medicinrullen. Hvis der mangler en dosispose, kan den sandsynligvis findes under den grå serviceluge i medicinkammeret. Sørg for, at medicinrullen ikke sidder for stramt.